

Vialer och stoppers

Vi erbjuder olika typer av vialer samt stoppers för att försluta vialer. Alla dessa produkter är avsedda för frystorkning men fungerar såklart även för många andra applikationer. Vi kan leverera enstaka paket med vialer eller stora partier. Kontakta oss för att få veta mer.

Vi har även kapsyler som används för att försegla försluta vialer. Samt ett enkelt verktyg för att fästa kapsylerna på stoppern.

Tabell:

Vial typ Diameter (mm) Höjd (mm)

Vial type	Maximum capacity (ml)	Diameter (mm)	Height (mm)	Capacity with 1 cm fill level (ml)
2 R	4	16	35	1.4
4 R	6	16	45	1.4
6 R	10	22	40	3.0
8 R	11.5	22	45	3.0
10 R	13.5	24	45	3.7
15 R	19	24	60	3.7
20 R	25	30	55	5.8
25 R	30.5	30	65	5.8
30 R	36	30	75	5.8
5 H	7	20.8	41.3	2.7
7 H	9	22.1	40.8	3.1
8 H	10	23	46.8	3.4
10 H	15	25.4	53.5	4.2
15 H	17	26.5	58.8	4.7
20 H	26	32	58	6.6
25 H	32	36	58	8.5
30 H	38	36	62.8	8.5
50 H	60	42.5	73	11.6
100 H	119	51.6	94.5	17.7